



Experiencia y Servicio para su Laboratorio

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

TIRAS REACTIVAS

Uroanálisis

PARA ORINA



TIRAS REACTIVAS PARA DIAGNOSTICO DE ORINA

- Frasco con 100 tiras
- Determinación: 10 parámetros
 - Leucocitos
 - Nitritos
 - Urobilinógeno
 - Proteínas
 - Sangre
 - Densidad
 - Cetonas
 - Bilirrubinas
 - Glucosa
- Amplia Caducidad, hasta por más de un año.
- Estabilidad: hasta 3 meses después de abierto el frasco.
- Tiempo de resultados: desde 30 segundos hasta 2 minutos, dependiendo del parámetro.



TIRAS REACTIVAS PARA DIAGNOSTICO DE ORINA

DIAGNOSTICO CLÍNICO IN VITRO



TIRAS REACTIVAS PARA DIAGNOSTICO DE ORINA

Conservarse entre:
15°C y -30°C

100 tiras Reactivas
Resultados Precisos



www.diagnolab.com.mx

MATRIZ

TORREÓN, COAH.
Antonio Dueñez Orozco No 180
Zona Industrial Torreón, C.P. 27019
Teléfono 01(871) 749-0900
con 10 Líneas.
Lada sin costo 01 800 508-2150

SUCURSAL

XALAPA, VER.
Calle Tuctla No 67
Col. Inmecafe, C.P. 91190
Teléfono 01(228) 813-5572,
813-9817, 812-9979
Lada sin costo 01 800 715-2559