

Rotador de Placas

Rotador

El agitador serológico LWS-2100A ha sido diseñado para brindar años de servicio en el laboratorio más ocupado. Este instrumento economiza espacio y es ideal para procedimientos que requieren agitación constante o de tiempo fijo como pruebas de RPR (Reagina plasmática rápida), VDRL (Venereal Disease Research Laboratory - Laboratorio de investigación de enfermedades venéreas), látex, y para procedimientos que requieren una velocidad no estándar.

Características

Placas de 9" x 9"
Velocidad variable (45-250 RPM).
Para pruebas de rutina.
Temporizador de 30 minutos.
Tacómetro análogo.
Operación continua o de tiempo fijo compacto.
Patas tipo ventosa.
Resorte sujetador para matraces cubierta de humedad para pruebas RPR.

Especificaciones Velocidad:

45-250 RPM
Motor: 120V AC / 10W
Alto: 6" (15.2cm) Largo: 9" (22.9cm) Ancho: 9" (22.9cm) Peso: 9.71bs (4.4kg).



Mezclador de Tubos

El mezclador de sangre LWS-M 100 mezcla delicadamente los tubos con muestras de sangre y otros viales pequeños.

El movimiento delicado asegura un mezclado sin daño a las suspensiones de células frágiles.

Capacidad: 16 tubos.
Almohadilla para tubos lavable.

Especificaciones de velocidad:
24 ciclos por minuto

Motor: 120V AC 3W.

Alto: 4" (10.2 cm).
Largo: 13.5" (34.3 cm).
Ancho: 5.25" (13.3 cm).
Peso: 4.8 Lbs. (2.2 kg).



www.diagnolab.com.mx