

Termómetros



Experiencia y Servicio para su Laboratorio

Temp-Chex

Unidad de Termómetros para el monitoreo preciso de temperaturas de laboratorio



Según las regulaciones establecidas por CAP1 y CLIA2, los laboratorios están obligados a monitorear las lecturas de temperatura controlada en espacios, equipos e instrumentos. Los termómetros están disponibles para lo siguiente: **Refrigerador, Congelador, Incubadora y Ultra congelador.**

Trazabilidad NIST

Cada termómetro es grabado con un número serial, con calibración trazable a NIST y DKD. Esto le permite a su laboratorio cumplir con los estándares establecidos por el Colegio Americano de Patólogos (CAP). El CENAM reconoce al NIST como Instituto Nacional de Metrología de los E.U.A.

Exactitud

Los Temp-Chex son exactos dentro del rango $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ y están certificados trazables al NIST. Para una lectura fácil y rápida, las marcas son fundidas permanentemente en el termómetro.

Seguro y Confiable

Los termómetros Temp-Chex están inmersos en un vial con solución propilenglicol para amortiguar las variaciones de temperatura que se producen con la apertura y cierre de puertas. Cada termómetro Temp-Chex es empacado en una caja de plástico para mantener el contenido en caso de romperse. La unidad se adhiere magnéticamente o adhesivamente a la pared del refrigerador, congelador e incubadora.

* Las regulaciones continúan requiriendo el monitoreo de las temperaturas de los refrigeradores y congeladores.

VENTAJAS

*Sonda en vial de propilenglicol
Su sonda en el vial de propilenglicol actúa como amortiguador de temperatura previniendo fluctuaciones y lecturas inexactas

*Caja de plástico durable

Los termómetros están empacados por una cubierta de plástico que mantiene el contenido en caso de ruptura

*Trazabilidad NIST

Satisface los requerimientos regulatorios Federales, los cuales son necesarios para pasar la inspección

*Unidad montable 2 opciones :

Magnética o adhesiva

*Ambientalmente seguro

Todos los termómetros son libres de Mercurio

Temp-Chex Enviro-Safe

Termómetros seguros para el medio ambiente con componente biodegradables, no tóxicos y no inflamables

- Refrigerador: -5°C a 20°C
- Incubadora/Temperatura ambiente: 20°C a 50°C
- Congelador: -30°C a 1°C



Temp-Chex Red Spirit

Son libres de Mercurio y monitorean la temperatura ambiente para congeladores estándar y ultracongeladores, refrigeradores e incubadoras



- Refrigerador: -5°C a 15°C



- Incubadora/Temperatura ambiente: -5°C a 15°C



www.diagnolab.com.mx

e-mail ventas@diagnolab.com.mx

MATRIZ

TORREÓN, COAH.
Antonio Dueñez Orozco No 180
Zona Industrial Torreón. C.P. 27019
Teléfono 01(871) 749-0900
con 10 Líneas.
Lada sin costo 01 800 508-2150

SUCURSAL

MONTERREY, N.L.
Poza Rica # 714.
Col. Mitras Norte
Lada sin costo 01 800 715-2559